

Inalador Ultra-Sônico ULTRA ALÍVIO

Essential

**A mais nova geração de inaladores,
para atender às exigências de
todas as gerações de consumidores**

Prático, eficiente e durável:

- O mais fácil de usar!
- Dispensa o uso de copos descartáveis
- Elimina as tubulações
- Número reduzido de acessórios
- Indicado para todas as idades
- Desenvolvido com materiais de alta resistência e durabilidade, como policarbonato e plástico ABS
- Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação do aparelho
90 dias para os acessórios



Levíssimo, portátil e silencioso:

- Tamanho e peso reduzidos
- Menor nível de Ruído da sua categoria
- Embalagem ecológica, totalmente reciclável, que funciona como prático estojo de transporte



Características Técnicas - Essential

- Inalador Ultra-Sônico microcontrolado
- Débito de líquidos:
 - Na intensidade baixa, 0,3 ml/min.
 - Na intensidade média, 0,5 ml/min.
 - Na intensidade alta, 0,75 ml/min.
- Tamanho de partículas: entre 1 e 5 micra
- Incorpora fluxo de ar (ventilação positiva).
- Timer de desligamento automático indexado ao ajuste de névoa
- Sensor de falta de líquidos* no recipiente, que desliga automaticamente
- Controle inteligente de temperatura de operação
- Alimentação: 12 Volts DC (através do conversor de voltagem automático ou através do cabo para tomadas automotivas 12 Volts)
- Consumo máximo: 5 Watts
- Frequência de operação: 2,5 MHz

Acompanham o inalador (modelo Essential):

- Um máscaras adulto
- Um Conversor eletrônico automático de voltagem (110/220V)
- Um Estojo para transporte (embalagem)
- Um Manual de instruções



* Neste folheto, os medicamentos e/ou soros são referidos genericamente como líquidos.

As definições da solução, soro ou medicamento a ser inalados, assim como da sua dosagem, são atribuições exclusivas do seu médico.

Unique Group
Rua Turquesa, 215 - Rec. Campestre Jóia
CEP: 13347-070 - Indaiatuba - S.P. - Brasil
Tel./Fax: + 55 19 3935-2443
comercial@ultronic.com.br- www.unique.ind.br



Unique Group

Inalador Ultra-Sônico ULTRA ALÍVIO

NOVO
Essential

**A mais nova geração de inaladores,
para atender às exigências de
todas as gerações de consumidores**

Prático, eficiente e durável:

- O mais fácil de usar!
- Dispensa o uso de copos descartáveis
- Elimina as tubulações
- Número reduzido de acessórios
- Indicado para todas as idades
- Desenvolvido com materiais de alta resistência e durabilidade, como policarbonato e plástico ABS
- Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação do aparelho 90 dias para os acessórios



Levíssimo, portátil e silencioso:

- Tamanho e peso reduzidos
- Menor nível de Ruído da sua categoria
- Embalagem ecológica, totalmente reciclável, que funciona como prático estojo de transporte



Características Técnicas - Essential

- Inalador Ultra-Sônico microcontrolado
- Débito de líquidos:
 - Na intensidade baixa, 0,3 ml/min.
 - Na intensidade média, 0,5 ml/min.
 - Na intensidade alta, 0,75 ml/min.
- Tamanho de partículas: entre 1 e 5 micra
- Incorpora fluxo de ar (ventilação positiva).
- Timer de desligamento automático indexado ao ajuste de névoa
- Sensor de falta de líquidos* no recipiente, que desliga automaticamente
- Controle inteligente de temperatura de operação
- Alimentação: 12 Volts DC (através do conversor de voltagem automático ou através do cabo para tomadas automotivas 12 Volts)
- Consumo máximo: 5 Watts
- Frequência de operação: 2,5 MHz

Acompanham o inalador (modelo Essential):

- Uma máscara tamanho adulto
- Um Conversor eletrônico automático de voltagem (110/220V)
- Um Estojo para transporte (embalagem)
- Um Manual de instruções

* Neste folheto, os medicamentos e/ou soros são referidos genericamente como líquidos.

As definições da solução, soro ou medicamento a ser inalados, assim como da sua dosagem, são atribuições exclusivas do seu médico.

