

Lavadora Ultra-Sônica Linha Compacta

Modelo: USC - 1400 / Família USC-1400A / USC-1450A - Linha Inox



Fotos Ilustrativas



Cuba



Cesto



Painel



Fusível



*Acessório
Kit Béquer

Características Técnicas

Alimentação	110/220 automático
Frequência	50/60Hz
Frequência Ultra-Sônica	40 ou 25 kHz
Potência Ultra-Sônica	135 Watts RMS
Consumo máximo	60 VA (s/ aquecimento)
Nível de Ruído em operação	75 dB ± 5%
Capacidade em litros (Vol. Útil)	2,8 Litros
Temporizador Digital	0 à 30 Minutos
Cuba / Tanque :	240 x 137 x 100 mm
Dreno:	3/8 "
Peso aproximado	3,5 kg

Diferença entre os modelos:

- Frequências de 40 kHz - Modelo USC1400
- Frequências de 25 kHz - Modelo USC1450
- *Outras frequências sob consulta.

Sistema de Aquecimento:

- Consumo com aquecimento: 120 VA - Modelo: USC1400A
- Consumo com aquecimento: 120 VA - Modelo: USC1450A

Medidas em milímetros (mm) Comprimento x Largura x Altura

Principais Aplicações:

*Clinicas odontológicas
Clinicas de cirurgia plásticas
Clinicas de podologia
Prótese dentaria
Estúdios de tatuagens
Laboratórios
Entre outros.*

*Para outras aplicações
Entre em contato*

Outras Características

- Controle de Tempo de limpeza;
- Cuba em Aço Inox 304 ;
- Fusível de Proteção;
- Gabinete em Aço pintado;
- Painel de comando de fácil Operação;
- Tampa Plástica em PETG;
- Cesto inox;
- *** Kit Béquer não é fornecido com o aparelho.**
- Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação do aparelho e 90 dias para os acessórios.



Unique Group

Unique Group

Rua Turquesa, 215 - Rec. Campeste Jóia
CEP: 13347-070 - Indaiatuba - S.P. - Brasil

Tel./Fax: + 55 19 3936-8840 - ecoclean@unique.ind.br - www.unique.ind.br