

Lavadora Ultra-Sônica Linha Compacta

Modelo: USC - 1600 / Família USC-1600A / USC-1650A - Linha Inox



Fotos Ilustrativas



Cuba



Cesto



Painel



Fusível

Características Técnicas

Alimentação	110/220 automático
Freqüência	50/60Hz
Freqüência Ultra-Sônica	40 ou 25 kHz
Potência Ultra-Sônica	135 Watts - RMS
Consumo máximo	60 VA (s/ aquecimento)
Nível de Ruído em operação	70 dB ± 5%
Capacidade em litros (Vol. Útil)	3,8 Litros
Temporizador Digital	0 à 60 Minutos
Cuba / Tanque :	300 x 151 x 100 mm
Dreno:	3/8 "
Peso aproximado	5,0 kg

Diferença entre os modelos:

- Freqüências de 40 kHz - Modelo USC1600
- Freqüências de 25 kHz - Modelo USC1650
- *Outras freqüências sob consulta.

Sistema de Aquecimento:

- Consumo com aquecimento: 120 VA - USC1600 - A
- Consumo com aquecimento: 120 VA - USC1650 - A

Medidas em milímetros (mm) Comprimento x Largura x Altura

Principais Aplicações:

*Clinicas odontológicas
Clinicas de cirurgia plásticas
Clinicas de podologia
Prótese dentaria
Estúdios de tatuagens
Laboratórios
Entre outros.*

*Para outras aplicações
Entre em contato*

Outras Características

- Controle de Tempo de limpeza;
- Cuba em Aço Inox 304 ;
- Fusível de Proteção;
- Gabinete em Aço Inox Escovado;
- Painel de comando de fácil Operação;
- Tampa Plástica em PETG;
- Cesto inox.
- Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação do aparelho e 90 dias para os acessórios.



Unique Group

Rua Turquesa, 215 - Rec. Campeste Jóia
CEP: 13347-070 - Indaiatuba - S.P. - Brasil

Unique Group Tel./Fax: + 55 19 3936-8840 - ecoclean@unique.ind.br - www.unique.ind.br