

Lavadora Ultra-Sônica Linha Profissional

Modelo: USC - 3300 / Família USC-3300A / USC-3350A / USC-3380A



Fotos Ilustrativas



Fusível



Cesto



Painel



Válvula

Características Técnicas

Alimentação	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	110 ou 220 Volts
Freqüência	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	50/60Hz
Freqüência Ultra-Sônica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	25, 37 ou 40 kHz
Potência Ultra-Sônica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	220 Watts RMS
Consumo máximo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	510 VA
Nível de Ruído em operação	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	75 dB ± 5%
Capacidade em litros (Vol. Útil)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8,5 Litros
Temporizador Digital	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0 à 60 Minutos
Aquecimento ajustável	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30 a 60°C (± 5°C)
Cuba / Tanque :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	500 x 130 x 150 mm
Dimensões do Cesto:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	470 x 115 x 100 mm
Dreno:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3/8 "
Peso aproximado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14,5 kg

Diferença entre os modelo:

- Freqüências de 40 kHz - Modelo USC3300
- Freqüências de 37 kHz - Modelo USC3380
- Freqüências de 25 kHz - Modelo USC3350
- *Outras freqüências sob consulta.
- Consumo s/ aquecimento: 110 VA - USC3300
- Consumo s/ aquecimento: 110 VA - USC3350
- Consumo s/ aquecimento: 110 VA - USC3380

Medidas em milímetros (mm) Comprimento x Largura x Altura

Principais Aplicações:

Clinicas de cirurgia plásticas
Clinicas de podologia
Implantes ortopédicos
Indústria Farmacêutica e química
Laboratórios
Entre outros.

Para outras aplicações
Entre em contato

Outras Características

- Controle de Tempo de limpeza;
- Controle de temperatura;
- Cuba em Aço Inox 304 ;
- Fusível de Proteção;
- Gabinete em Aço Inox Escovado;
- Painel de comando de fácil Operação;
- Tampa em Aço Inox ;
- Cesto inox.
- Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação do aparelho e 90 dias para os acessórios.



Unique Group

Rua Turquesa, 215 - Rec. Campestre Jóia
CEP: 13347-070 - Indaiatuba - S.P. - Brasil

Unique Group Tel./Fax: + 55 19 3936-8840 - ecoclean@unique.ind.br - www.unique.ind.br