

Lavadora Ultrassônica Linha Profissional

Modelo: USC - 3380A JET - Bombeamento Interno



Fotos Ilustrativas



Fusível



Cesto



Painel



Válvula

Características Técnicas

Alimentação	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	110 ou 220 Volts
Freqüência	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	50/60Hz
Freqüência Ultrassônica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	37 kHz
Potência Ultrassônica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	220 Watts RMS
Consumo máximo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	400 VA
Nível de Ruído em operação	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	78 dB ± 5%
Capacidade em litros (Vol. Útil)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8,5 Litros
Temporizador Digital	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0 à 60 Minutos
Aquecimento ajustável	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30 a 65°C (± 5°C)
Cuba / Tanque :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	500 x 130 x 150 mm
Dimensões do Cesto:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	470 x 115 x 100 mm
Dreno:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3/8 "
Peso aproximado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15 kg

Outras Características

- Circuito Eletro-eletrônico com ventilação positiva;
- Controle de Tempo de limpeza programável;
- Tanque em Aço Inox 304 ;
- Fusível de Proteção;
- Gabinete em Aço inox 430 escovado;
- Painel com teclado de membrana de alta durabilidade;
- Painel de comando de fácil Operação;
- Tampa de Inox;
- Cesto inox com acessórios;
- Conectores desenvolvidos para cada tipo de cânula de baixo custo de reposição;

Medidas em milímetros (mm) Comprimento x Largura x Altura

O poder da limpeza Ultrassônica



aliado a força dos jatos

Principais Aplicações:

A lavadora para canulados ou cânulas USC3380A é um equipamento microprocessado e programável, que automatiza o processo de limpeza de instrumentais cirúrgicos convencionais e instrumentais canulados como, por exemplo, materiais de videolaparoscopia.

O princípio de limpeza se baseia na cavitação gerado pelo sistema ultrassônico com o auxílio do sistema de JET (limpeza interna) associado à ação do detergente enzimático. Essa sinergia de fatores permite a lavadora USC3380A remover sujidades de qualquer superfície sólida e todas as suas frestas e lumens, prevenindo a formação de biofilme

A lavadora USC3380A executa com perfeição o propósito de garantir a etapa de limpeza, viabilizando assim os processos subsequentes (desinfecção e/ou esterilização).



Unique Group

Rua Turquesa, 215 - Rec. Campestre Jóia

CEP: 13347-070 - Indaiatuba - S.P. - Brasil

Tel./Fax: + 55 19 3936-8840 - ecoclean@unique.ind.br - www.unique.ind.br

Unique Group