

Lavadora Ultrassônica Linha Profissional

Modelo: USC5000 / Família 5000A / 5050A / 5080A / 6000 / 6025 / 6080A



Fotos Ilustrativas



Fusível



Cesto



Painel



Válvula

Características Técnicas

Alimentação	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	110 ou 220 Volts
Freqüência	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	50/60Hz
Freqüência Ultrassônica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	25, 37 ou 40 kHz
Potência Ultrassônica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	270 Watts RMS
Consumo máximo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1800VA
Nível de Ruído em operação	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	78 dB ± 5%
Capacidade em litros (Vol. Útil)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	21 e 25 Litros
Temporizador Digital	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0 à 60 Minutos
Aquecimento ajustável	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30 a 60°C (± 5°C)
Cuba / Tanque :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	*500 x 300 x 150 mm
Dreno:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3/8 "
Peso aproximado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	17 kg

Diferença entre os modelos:

- Freqüências de 40 kHz - Modelo USC5000
- Freqüências de 37 kHz - Modelo USC5080
- Freqüências de 25 kHz - Modelo USC5050
- Outras freqüências sob consulta.
- Consumo s/ aquecimento: 165 VA - USC5000
- Consumo s/ aquecimento: 165 VA - USC5050
- Consumo s/ aquecimento: 165 VA - USC5080

***Para os modelos USC6000, 6025 e 6080A
a profundidade da cuba é de 180 mm = 25 litros**

Medidas em milímetros (mm) Comprimento x Largura x Altura

Principais Aplicações:

*Clinicas odontológicas
Clinicas de cirurgia plásticas
Clinicas de podologia
Prótese dentaria
Estúdios de tatuagens
Laboratórios
Entre outros.*

*Para outras aplicações
Entre em contato*

Outras Características

- Controle de Tempo de limpeza;
- Controle de temperatura;
- Cuba em Aço Inox 304 ;
- Fusível de Proteção;
- Gabinete em Aço Inox Escovado;
- Painel de comando de fácil Operação;
- Tampa em Aço Inox ;
- Cesto inox.
- Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação do aparelho e 90 dias para os acessórios.



Unique Group

Rua Turquesa, 215 - Rec. Campeste Jóia

CEP: 13347-070 - Indaiatuba - S.P. - Brasil

Tel./Fax: + 55 19 3936-8840 - ecoclean@unique.ind.br - www.unique.ind.br

Unique Group